

BETA DIAGNOSTICI Blue Reader



Specifiche tecniche

- Misurazioni: Quantitative
- Tempo di Lettura: 10 secondi
- Campioni: Urine / Feci / Siero / Plasma / Sangue Intero
- Memoria Interna: 8 GB
- Interfaccia di Connessione: USB (risultati esportabili in Excel o PDF)
- Pistola barcode
- Laptop
- Software: Italiano

Test compatibili

- Calprotectin rapid test
- Procalcitonina (pct) rapid test

CALPROTECTIN RAPID TEST

Test rapido per la diagnosi quantitativa della calprotectina in campioni di feci tramite Beta Diagnostici Reader.


- REF: OCAL-R-502
- 10 Test
- Sensibilità: 50µg/g o 140ng/mL o superiore
- Risultati: 5 minuti
- QR Card per compatibilità Lettore

PROCALCITONINA (PCT) RAPID TEST

Test rapido per la diagnosi quantitativa della procalcitonina in campioni di siero, plasma e sangue intero tramite Beta Diagnostici Reader.

- REF: CPC-R 402
- 10 Test
- Sensibilità: 1ng/mL
- Risultati: 15 minuti
- QR Card per compatibilità Lettore

Prodotto da



BETADIAGNOSTICI

Viale Europa, 22 is. 57 – 98123 MESSINA
Tel. +39 090 696001 Fax +39 090 695563
www.betadiagnostici.it - info@betadiagnostici.it