

BIO SYNEX® Reader



Lettore per valutazione qualitativa o quantitativa per test immunocromatografici

Specifiche tecniche

- Stampante inclusa
- Connessione al lis
- Autonomia batteria : 8 ore
- Capacita' memoria fino a 1000 pazienti
- Tempo di misurazione: 15 secondi
- Lettore barcode incorporato -
- Funzione integrata per verifica congruita' test e calibrazione
- Tracciabilita' lotto
- Calibrazione test mediante microscheda sd
- Memorizzazione codici a barre pazienti e operatori
- Adattatore test
- Card controllo (opzionale)

Test compatibili

- *Streptococcus pneumoniae card*
- *Legionella card*

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CARD

Test rapido per la diagnosi qualitativa del Capsule Wall Polysaccharide (CWPS) – capsula muco – plicaccaridica - in campioni di urine e CSF.

- REF: 1030002
- 20 test
- Controllo Positivo
- Limite di rilevazione è 0,25ng/ml di CWPS (reference3459 from SSI)
- Sensibilità relativa – 93% - (84-98 %)
- Specificità relativa – 96% - (90-99%)
- Correlazione – 95% - (91-98 %)
- Una scheda con codice a barre per identificare il lotto del dispositivo e per controllare la compatibilità della SD Card, quando si utilizza il lettore BIOSYNEX Reader

LEGIONELLA PNEMOPHILA CARD

Test rapido per la rilevazione qualitative degli antigeni di Legionella pneumophila sierogruppo 1 nei campioni urinari

- REF: 1030001
- 20 test
- Controllo positivo
- Sensibilità > 99%
- Specificità > 99%
- Una scheda con codice a barre per identificare il lotto del dispositivo e per controllare la compatibilità della SD Card, quando si utilizza il lettore BIOSYNEX Reader

Distribuito da

