

BMT 1D ScannerTM



Specifiche

Descrizione

Dimensioni	248(L) x 175(W) x 87(H) mm
Peso	1 kg
Alimentazione	Input: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz, 1.2A Output: +12V DC, 3.4A
Data output	Window program to PC

Descrizione ottica

Fonte di luce	Laser diode, 5mW, 637nm
Rilevatore	Silicon photo diode



Strumentazione per analisi in biologia molecolare che permette di generare un risultato per ottenere l'interpretazione visiva dei seguenti test:

- 6 HCV Genotyping 9G test
- 6 STD Genotyping 9G test
- 9G testTM ultra-sensitive NT-proBNP
- HBV/4DR 9G test
- HPV Genotyping 9G Membrane kit
- MTBDR-RIF 9G Membrane kit



Distribuito da



Viale Europa, 22 is. 57 - 98123 MESSINA
Tel. +39 090 696001 Fax +39 090 695563
www.betadiagnostici.it - info@betadiagnostici.it